

Лабораторные и фармацевтические сушилки DUROCELL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bmq@nt-rt.ru || сайт: <https://bmt.nt-rt.ru/>

DUROCELL

Сушилки с естественной принудительной циркуляцией



Специальная серия DUROCELL с высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутреннюю поверхность камеры из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ – кислот и щелочей. Аппараты обеспечивают оптимальное поддержание температуры материалов. Идеальный для кислотного и щелочного гидролиза, экстракции негорючими веществами и разложения веществ в тепле

- Внутренний объем: 22, 55, 111, 222 литра
- Диапазон температур: от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Внутренняя камера: нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304) с химически стойким слоем покрытия
- Исполнение для чистых зон – по запросу.

Durocell 22 - ECO line



- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объем камеры 22 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочами, кислый и щелочной гидролиз и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объём	22 л
глубина	350 мм
ширина	240 мм
высота	300 мм

Сетчатые полки

стандартное оснащение	2 шт.
полезная площадь (ширина × глубина)	185×265 мм
направляющие для полок	4 макс. кол. шт.
расстояние между направляющими	60 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит *)

полная несущая способность	25 кг/шкаф
несущая способность сетчатой полки	10 кг/полку

Число дверей

1 шт.

Наружные размеры (вкл. дверь и ручку)

глубина	560 мм
диаметр вентиляционного патрубка, наружный / внутренний	52/49 мм

ширина	406 мм
высота (с ножками - N)	610 (N) мм

Упаковка - размеры (трёхслойный картон)

глубина	720 мм
ширина	500 мм
глубина (вкл. поддон)	810 мм

Масса

брутто	36 кг
нетто	31 кг

Рабочая температура (начало регулирования)

от 5 °C выше температуры окр. среды до:	125 °C
---	--------

Отклонения температуры согласно DIN 12 880, часть 2, от рабочей температуры при закрытых вентиляционной заслонке и двери

во времени, прибл. (±)	1 °C
в пространстве, прибл. (±) % от достигнутой температуры	2,7 %

Время разогрева до температуры 100 °C при закрытой заслонке и напряжении 230 В

34 мин

Тепло, излучаемое в окружающую среду при 100 °С

140 Вт

Кратность воздухообмена при 100°С

6 в час

Электрические параметры - сеть 50/60 Гц

макс. потребляемая мощность	0,9 кВт
--------------------------------	---------

напряжение	230 В
------------	-------

ток	4 А
-----	-----

потребляемая мощность в дежурном режиме (stand by)	5 Вт
--	------

Примечание: Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °С и колебании напряжения ± 10 % (если не указано другое).

Изменения в конструкции и исполнении защищены. Данные могут отличаться в зависимости на конкретных параметрах партии загрузки и сред.

Durocell 55 - ECO line



- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объем камеры 55 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочи, кислый и щелочной гидролиз и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объём	55 л
глубина	370 мм
ширина	400 мм
высота	350 мм

Сетчатые полки

стандартное оснащение	2 шт.
полезная площадь (ширина × глубина)	380×335 мм
направляющие для полок	4 макс. кол. шт.
расстояние между направляющими	70 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит *)

полная несущая способность	50 кг/шкаф
несущая способность сетчатой полки	20 кг/полку

Число дверей

1 шт.

Наружные размеры (вкл. дверь и ручку)

глубина	680 мм
диаметр вентиляционного патрубка, наружный / внутренний	52/49 мм

ширина	620 мм
высота (с ножками - N)	680 (N) мм

Упаковка - размеры (трёхслойный картон)

глубина	760 мм
ширина	700 мм
глубина (вкл. поддон)	880 мм

Масса

брутто	66 кг
нетто	55 кг

Рабочая температура (начало регулирования)

от 5 °С выше температуры окр. среды до:	125 °С
---	--------

Отклонения температуры согласно DIN 12 880, часть 2, от рабочей температуры при закрытых вентиляционной заслонке и двери

во времени, прибл. (±)	0,3 °С
в пространстве, прибл. (±) % от достигнутой температуры	2 %

Время разогрева до температуры 100 °С при закрытой заслонке и напряжении 230 В

41 мин

Тепло, излучаемое в окружающую среду при 100 °С

380 Вт

Кратность воздухообмена при 100°С

8 в час

Электрические параметры - сеть 50/60 Гц

макс. потребляемая мощность	1,2 кВт
напряжение	230 В
ток	5,2 А
потребляемая мощность в дежурном режиме (stand by)	5 Вт

Примечание: Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °С и колебании напряжения ± 10 % (если не указано другое).

Изменения в конструкции и исполнении защищены. Данные могут отличаться в зависимости на конкретных параметрах партии загрузки и сред.

Durocell 111 - ECO line



- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объем камеры 111 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочи, кислый и щелочной гидролиз и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объём	111 л
глубина	390 мм
ширина	540 мм
высота	530 мм

Сетчатые полки

стандартное оснащение	2 шт.
полезная площадь (ширина × глубина)	520×335 мм
направляющие для полок	7 макс. кол. шт.
расстояние между направляющими	70 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит *)

полная несущая способность	50 кг/шкаф
несущая способность сетчатой полки	20 кг/полку

Число дверей

1 шт.

Наружные размеры (вкл. дверь и ручку)

глубина	680 мм
диаметр вентиляционного патрубка, наружный / внутренний	52/49 мм

ширина	760 мм
высота (с ножками - N)	860 (N) мм

Упаковка - размеры (трёхслойный картон)

глубина	750 мм
ширина	830 мм
глубина (вкл. поддон)	1060 мм

Масса

брутто	87 кг
нетто	75 кг

Рабочая температура (начало регулирования)

от 5 °C выше температуры окр. среды до:	125 °C
---	--------

Отклонения температуры согласно DIN 12 880, часть 2, от рабочей температуры при закрытых вентиляционной заслонке и двери

во времени, прибл. (±)	0,8 °C
в пространстве, прибл. (±) % от достигнутой температуры	2 %

Время разогрева до температуры 100 °C при закрытой заслонке и напряжении 230 В

48 мин

Тепло, излучаемое в окружающую среду при 100 °С

490 Вт

Кратность воздухообмена при 100°С

12 в час

Электрические параметры - сеть 50/60 Гц

макс. потребляемая мощность	1,8 кВт
напряжение	230 В
ток	7,8 А
потребляемая мощность в дежурном режиме (stand by)	5 Вт

Примечание: Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °С и колебании напряжения ± 10 % (если не указано другое).

Изменения в конструкции и исполнении защищены. Данные могут отличаться в зависимости на конкретных параметрах партии загрузки и сред.

Durocell 222 - ECO line



- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объем камеры 222 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочи, кислый и щелочной гидролиз и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объём	222 л
глубина	520 мм
ширина	540 мм
высота	760 мм

Сетчатые полки

стандартное оснащение	2 шт.
полезная площадь (ширина × глубина)	520×485 мм
направляющие для полок	10 макс. кол. шт.
расстояние между направляющими	70 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит *)

полная несущая способность	70 кг/шкаф
несущая способность сетчатой полки	30 кг/полку

Число дверей

1 шт.

Наружные размеры (вкл. дверь и ручку)

глубина	830 мм
диаметр вентиляционного патрубка, наружный / внутренний	52/49 мм

ширина	760 мм
высота (с ножками - N)	1090 (N) мм

Упаковка - размеры (трёхслойный картон)

глубина	890 мм
ширина	820 мм
глубина (вкл. поддон)	1260 мм

Масса

брутто	116 кг
нетто	100 кг

Рабочая температура (начало регулирования)

от 5 °C выше температуры окр. среды до:	125 °C
---	--------

Отклонения температуры согласно DIN 12 880, часть 2, от рабочей температуры при закрытых вентиляционной заслонке и двери

во времени, прибл. (±)	0,8 °C
в пространстве, прибл. (±) % от достигнутой температуры	2 %

Время разогрева до температуры 100 °C при закрытой заслонке и напряжении 230 В

50 мин

Тепло, излучаемое в окружающую среду при 100 °С

630 Вт

Кратность воздухообмена при 100°С

5 в час

Электрические параметры - сеть 50/60 Гц

макс. потребляемая мощность	1,8 кВт
напряжение	230 В
ток	7,8 А
потребляемая мощность в дежурном режиме (stand by)	5 Вт

Примечание: Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °С и колебании напряжения ± 10 % (если не указано другое).

Изменения в конструкции и исполнении защищены. Данные могут отличаться в зависимости на конкретных параметрах партии загрузки и сред.

DUROCELL

Лабораторные сушилки с естественной циркуляцией воздуха



Специальная серия DUROCELL с высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ, какими являются кислоты и щёлочи. Аппараты обеспечивают установку и поддержание оптимальной равномерной температуры материалов. Идеальны для кислого и щелочного гидролиза, экстракции негорючими веществами и разложения веществ в твёрдой фазе.

Внутренний объём: 22, 55, 111, 222 литра

Диапазон температур: от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C

Внутренняя камера: нержавеющая сталь DIN 1.4301 (AISI 304) с покрытием химически стойким слоем
Исполнение для установки в чистых зонах (по запросу).

Eco line



- Интуитивное управление
- Микропроцессорное управление процессом Fuzzy logic
- Многоязычная коммуникация
- Акустический и визуальный алармы
- Светодиодный индикатор контроля функционирования аппарата
- ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см)
- Высококонтрастный свёртывающийся дисплей FSTN, выполненный с использованием технологии COG (с подсветкой и использованием отражения наружного освещения – более высокая интенсивность наружного света повышает удобочитаемость знаков на экране дисплея)
- Регулировка контрастности изображения на дисплее в зависимости от расположения аппарата
- Сверхстандартный широкий угол зрения
- Крупные, видимые с большого расстояния знаки на дисплее
- Отображение текущей информации (например, температуры и относительной влажности в CLIMACELL®, давления в VACUCELL®) в течение программы увеличено для лучшей читаемости
- Прочная плёночная клавиатура SoftTouch с приятной на ощупь поверхностью
- Механическая реакция кнопок
- Символы с подсветкой, объединённые в схему плёночной клавиатуры
- Замок клавиатуры для защиты от несанкционированного доступа – блокировку
- Устанавливают путём многократного нажатия
- Программирование реального времени и циклирования (рампы - обеспечение по выбору)
- 9 программ, 2 сегмента в каждой программе, до 99 циклов
- Интерфейс RS232 и USB Device
- Сеть Ethernet (RJ 45) и USB Host (оснащение по выбору)

Технические данные						
Внутреннее пространство	объём	л	22	55	111	222
	ширина	мм	240	400	540	540
	глубина	мм	350	370	390	520
	высота	мм	300	350	530	760
Наружные размеры (включая дверь и ручку, опоры)	ширина	макс. мм	406	620	760	760
	глубина	макс. мм	560	680	680	830
	высота	макс. мм	610N	680N	860N	1090N
	диаметр вентиляционного патрубка наружный/внутренний	мм	52/49	52/49	52/49	52/49
Упаковка - основная	ширина	ок. мм	500	700	830	820
	глубина	ок. мм	720	760	750	890
	высота (включая поддон)	ок. мм	810	880	1060	1260
Тара - ящик	ширина	ок. мм	730	800	830	940
	глубина	ок. мм	780	840	910	960
	высота (включая поддон)	ок. мм	855	900	1085	1310
Тара - решётчатая	ширина	ок. мм	-	780	910	900
	глубина	ок. мм	-	840	830	970
	высота (включая поддон)	ок. мм	-	870	1090	1270
Сетчатые полки/полки	макс. количество	шт.	4	4	7	10
	стандартное оснащение	шт.	2	2	2	2
	минимальное расстояние между полками	мм	60	70	70	70
	полезная площадь	мм	185×265	380×335	520×335	520×485
Максимальная допустимая нагрузка сетчатых полок *)	на 1 сетчатую полку	кг	10	20	20	30
	на полку	кг	10	20	20	30
	всего внутри аппарата	кг	25	50	50	70
Число наружных металлических дверей		шт.	1	1	1	1
Масса	нетто	ок. кг	31	55	75	100
	брутто (с основной упаковкой)	ок. кг	36	66	87	116
Электрические параметры - сеть 50/60 Гц	макс. потребляемая мощность	кВт	0,9	1,2	1,8	1,8
	потребляемая мощность в дежурном режиме [stand-by]	Вт	5	5	5	5
	ток при напряжении 230 V**)	A	4	5,2	7,8	7,8
	ток при напряжении 115 V**)	A	8	10,4	15,6	15,6
Степень защиты			IP20	IP20	IP20	IP20
Температурные данные						
Рабочая температура		от 5°C выше температуры окр. среды	до °C	125	125	125
Отклонения от рабочей температуры при закрытой заслонке и двери (DIN 12 880, часть 2)	в пространстве		± % темп.	2,7	2	2
	во времени		± °C	1	0,3	0,8
Время разгона до температуры 100 °C при закрытой заслонке и напряжении 230 В		мин		34	41	48
Кратность воздухообмена при 100 °C		ч ⁻¹		6	8	12
Тепловые потери при 100 °C		Вт		140	380	490
Уровень шума комплектного аппарата		дБ		0	0	0

Примечание:

Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °C и напряжения сети 230 V.

Указанные отклонения температуры действительны для аппарата в стандартном исполнении без опций, измеренно согласно DIN 12880 в стабильном состоянии с пустой камерой. Остальные параметры могут отличаться в зависимости от добавленных опций по оснащению и используемых сред.

*) Сетчатые полки можно загружать не больше, чем прибл. до 50% площади, и по мере возможности так, чтобы обеспечивалось равномерное движение воздуха во внутреннем пространстве камеры.

**) Напряжение сети указано на типовой табличке аппарата.

Изменения конструкции аппарата не исключены.



Сушилка Durocell 111 - ECO line, BMT Durocell 111 ECO line

Код: Durocell 111 ECO line

Производитель: BMT

Описание:

Объем: 111 л.

Максимальная температура: 125 °C

Естественная конвекция

Производитель: BMT

- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объем камеры 111 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочами, кислый и щелочной гидролиз и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объем: 111 л

глубина: 390 мм

ширина: 540 мм

высота: 530 мм

Сетчатые полки

- стандартное оснащение: 2 шт.
- полезная площадь (ширина × глубина): 520×335 мм
- направляющие для полок: 7 макс. кол. шт.
- расстояние между направляющими: 70 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит

- полная несущая способность: 50 кг/шкаф
- несущая способность сетчатой полки: 20 кг/полку



Сушилка Durocell 22 - ECO line, BMT Durocell 22 ECO line

Код: Durocell 22 ECO line

Производитель: BMT

Описание:

Объём: 22 л.

Максимальная температура: 125 °C

Естественная конвекция

Производитель: BMT

- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объём камеры 22 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочами, кислым и щелочным гидролизом и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объём: 22 л

глубина: 350 мм

ширина: 240 мм

высота: 300 мм

Сетчатые полки

- стандартное оснащение: 2 шт.
- полезная площадь (ширина × глубина): 185×265 мм
- направляющие для полок: 4 макс. кол. шт.
- расстояние между направляющими: 60 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит

- полная несущая способность: 25 кг/шкаф
- несущая способность сетчатой полки: 10 кг/полку

Наружные размеры (вкл. дверь и ручку)

- глубина: 560 мм
- диаметр вентиляционного патрубка, наружный / внутренний: 52/49 мм
- ширина: 406 мм
- высота (с ножками - N): 610 (N) мм

Упаковка - размеры (трёхслойный картон)

- глубина: 720 мм
- ширина: 500 мм
- глубина (вкл. поддон): 810 мм



Сушилка Durocell 55 - ECO line, BMT Durocell 55 ECO line

Код: Durocell 55 ECO line

Производитель: BMT

Описание:

Объём: 55 л.

Максимальная температура: 125 °C

Естественная конвекция

Производитель: BMT

- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объём камеры 55 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутреннюю поверхность из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочами, кислым и щелочным гидролизом и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудованности по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объём: 55 л

глубина: 370 мм

ширина: 400 мм

высота: 350 мм\

Сетчатые полки

- стандартное оснащение: 2 шт.
- полезная площадь (ширина × глубина): 380×335 мм
- направляющие для полок: 4 макс. кол. шт.
- расстояние между направляющими: 70 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит

- полная несущая способность: 50 кг/шкаф
- несущая способность сетчатой полки: 20 кг/полку

Наружные размеры (вкл. дверь и ручку)

- глубина: 680 мм
- диаметр вентиляционного патрубка, наружный / внутренний: 52/49 мм
- ширина: 620 мм
- высота (с ножками - N): 680 (N) мм

Упаковка - размеры (трёхслойный картон)

- глубина: 760 мм
- ширина: 700 мм
- глубина (вкл. поддон): 880 мм



Сушилки с естественной принудительной циркуляцией Durocell 22 - ECO line, BMT Durocell 22 ECO

Код: Durocell 22 ECO

Производитель: BMT

Описание:

Объем: 22 л.

Максимальная температура: 125 °C

Естественной принудительной циркуляцией

Производитель: BMT

- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объем камеры 22 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочами, кислый и щелочной гидролиз и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объем: 22 л

глубина: 350 мм

ширина: 240 мм

высота: 300 мм

Сетчатые полки

стандартное оснащение: 2 шт.

полезная площадь (ширина × глубина): 185×265 мм

направляющие для полок: 4 макс. кол. шт.

расстояние между направляющими: 60 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит

полная несущая способность: 25 кг/шкаф

несущая способность сетчатой полки: 10 кг/полку

Наружные размеры (вкл. дверь и ручку)

глубина: 560 мм

диаметр вентиляционного патрубка, наружный / внутренний: 52/49 мм

ширина: 406 мм

высота (с ножками - N): 610 (N) мм



Сушилка с естественной принудительной циркуляцией Durocell 55 - ECO line, BMT Durocell 55 ECO

Код: Durocell 55 ECO

Производитель: BMT

Описание:

Объем: 55 л.

Максимальная температура: 125 °C

Естественной принудительной циркуляцией

Производитель: BMT

- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объем камеры 55 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочами, кислый и щелочной гидролиз и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объем: 55 л

глубина: 370 мм

ширина: 400 мм

высота: 350 мм

Сетчатые полки

стандартное оснащение: 2 шт.

полезная площадь (ширина × глубина): 380×335 мм

направляющие для полок: 4 макс. кол. шт.

расстояние между направляющими: 70 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит

полная несущая способность: 50 кг/шкаф

несущая способность сетчатой полки: 20 кг/полку

Наружные размеры (вкл. дверь и ручку)

глубина: 680 мм

диаметр вентиляционного патрубка, наружный / внутренний: 52/49 мм

ширина: 620 мм

высота (с ножками - N): 680 (N) мм



Сушилка с естественной принудительной циркуляцией Durocell 222 - ECO line, BMT Durocell 222 ECO

Код: Durocell 222 ECO

Производитель: BMT

Описание:

Объём: 222 л.

Максимальная температура: 125 °C

Естественной принудительной циркуляцией

Производитель: BMT

- Сверхстойкая лабораторная сушилка
- Объём камеры 222 литра
- Диапазон температуры от 5 °C выше температуры окружающей среды до 125 °C
- Естественное плавное движение воздуха в рабочем пространстве, бесшумная работа
- Качественное и безопасное просушивание, обогрев и нагревание обычных лабораторных материалов в лабораторной и промышленной областях, обозначается высокопрочным слоем покрытия INTERPON, предохраняющим внутренние поверхности из нержавеющей стали от воздействия агрессивных веществ и тем позволяет работать с кислотами и щелочами, кислый и щелочной гидролиз и т.п.
- Высокий комфорт обслуживания, точная регуляция температуры и короткое время выравнивания температуры в камере в случае открытия двери.
- Широкие возможности оснащения и оборудивания по выбору
- Вывод для присоединения принтера или ПК
- Возможность валидации (IQ, OQ)

Внутреннее пространство - нержавеющая сталь DIN 1.4301

объём: 222 л

глубина: 520 мм

ширина: 540 мм

высота: 760 мм

Сетчатые полки

стандартное оснащение: 2 шт.

полезная площадь (ширина × глубина): 520×485 мм

направляющие для полок: 10 макс. кол. шт.

расстояние между направляющими: 70 мм

Макс. допускаемая нагрузка сит

полная несущая способность: 70 кг/шкаф

несущая способность сетчатой полки: 30 кг/полку

Упаковка - размеры (трёхслойный картон)

глубина: 890 мм

ширина: 820 мм

глубина (вкл. поддон): 1260 мм

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: bmq@nt-rt.ru || сайт: <https://bmt.nt-rt.ru/>